



**Isopropanol 70 % v/v, gemischt  
mit Wasser für  
Injektionszwecke von WFI-Güte**



**GEBRAUCHSANWEISUNG:**

Das nicht sterile InSpec IPA ist zum Sprühen, Wischen von Hand und mit Mopp ausgelegt. Sprühstrahl mit etwa 15-20 cm Abstand aufbringen. 5-l-Versionen, zum Wischen mit Mopp in geeigneten Behälter gießen. Auf Fläche aufbringen, für vollständige Flächendeckung sorgen. Bei Schraubkappenflaschen bitte den gesamten Inhalt nach dem Öffnen aufbrauchen.

**TECHNISCHE DATEN:**

Aussehen: Transparente Flüssigkeit, partikelfrei. Spezifische Anziehungskraft (20 °C): 0,872 bis 0,883 Alkoholanteil: 70 % +/- 2 % v/v.

**LAGERUNG:**

Aufrecht in geschlossenem Originalbehälter, vor Sonnenlicht und extremen Temperaturen geschützt lagern. Umfassende Hinweise zu Handhabung und Entsorgung dieses Produkts finden Sie im Material-Sicherheitsdatenblatt (MSDB).

**SICHERE HANDHABUNG:**

Immer Handschuhe und Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz tragen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und MSDB lesen.

**MATERIALKOMPATIBILITÄT:**

Das Aufbringen von Lösungen beeinträchtigt bei vorschriftsmäßiger Anwendung keine in Reinräumen normalerweise vorkommenden Materialien. Siehe Kompatibilitätsangaben in der Technik-Datei.

**VORTEILE:**

- Nur wenig Rückstände hinterlassend
- Schnell wirkend
- Bakterizide und fungizide Wirkung
- Nach dem Öffnen validierte dreimonatige Haltbarkeitsdauer
- Inhalt geschützt durch Bag-in-Bottle-Verpackung bei Premium-Reihe.
- Alle Formate werden mit Wasser von WFI-Güte hergestellt
- Jede Flasche ist mit zwei Umbeuteln gepackt
- Ideale Desinfektionsmittel für Flächen und keimfreien Transfer
- Hergestellt gemäß guter Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice, GMP)

**TECHNISCHE BENUTZERINFORMATIONEN:**

InSpec IPA ist ein nicht steriles, gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel. Es handelt sich um eine 70%ige v/v alkoholische Lösung mit Wasser von WFI-Güte.

Nicht steriles InSpec IPA wird gemäß guter Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice, GMP) in einem Reinraum der Klasse ISO 6 hergestellt. Das Produkt wird in einer Umgebung der Klasse ISO 5 befüllt und verschlossen.

Die Lösung wird durch einen Filter mit 0,2 Mikron gefiltert.

InSpec IPA nicht steril wird mit Konformitätszertifikaten und Analysen ausgeliefert.

Alle IPA-Formate haben eine stabilisierte Haltbarkeitsdauer von 24 Monaten.

**Mikrobiologischer Abklatschtest zur Mindestwirksamkeit**

EN 1276 Bakterien	5 Minuten	EN 13697 Bakterien	5 Minuten
EN 1650 Pilze	15 Minuten	EN 13697 Pilze	15 Minuten

**InSpec™ IPA nicht steriles Produkt**

Produkt	Packungsgröße	Behältergröße	Produktcode
InSpec™ IPA 1 l nicht steril	1 l Sprühflasche	6 x 1 l	NSIPAWFI-1L
InSpec™ IPA 5 l nicht steril	5 l Schraubkappe	2 x 5 l	NSIPAWFI-5L
InSpec™ IPA 500 ml nicht steril	500 ml Sprühflasche	8 x 500 ml	NSIPAWFI-500ML

