

Gebrauchsfertig, 900 ml Flasche mit Sprühkopf

Dank seiner hochwirksamen Oberflächenreinigungseigenschaften eignet es sich ideal für die Tiefenreinigung. Das Produkt ist schaumarm formuliert und hinterlässt keine nennenswerten Rückstände oder Schlieren. Darüber hinaus ist es vor der Bestrahlung pH-neutral, was zum Schutz empfindlicher Arbeitsflächen und korrosionsanfälliger Materialien beiträgt.

- Hergestellt mit Wasser in WFI-Qualität
- Gammabestrahlt zur Sterilisierung
- 0,2-Mikron-gefiltert
- geringe Schaumentwicklung
- Hochwirksame Oberflächenreinigungseigenschaften
- Entfernt Fette und Desinfektionsmittelrückstände
- Hergestellt in Reinräumen der Klassen C/D
- Hinterlässt keine nennenswerten Rückstände
- Vollständig rückverfolgbar mit entsprechenden Analysen
- 2 Jahre Haltbarkeit
- In verschiedenen weiteren Formaten erhältlich



Artikelnr.:	ISO Klasse:	Sterile:
11006788	ISO 5 und GMP Klasse A/B	✓

Das neutrale Reinigungsmittel AGMA wurde entwickelt, um Betreibern von Reinnräumen die Einhaltung der Standards von Annex 1 zu erleichtern. Es eignet sich ideal zur Entfernung von Rückständen auf harten Oberflächen in Reinnräumen sowie zur Reinigung zwischen den Desinfektionszyklen.

Vor der Anwendung eines Desinfektionsmittels sollte eine gründliche Vorreinigung durchgeführt werden, um Verschmutzungen, Kontaminationen und starke Rückstände zu entfernen. Dies trägt dazu bei, dass nachfolgende Desinfektionsprozesse effektiv durchgeführt werden können.