

## AGMA NEUTRAL REINIGER 5 L

Gebrauchsfertig, 5 L Kanister mit Verschluss

Für eine wirksame Desinfektion ist es unerlässlich, dass die Oberflächen frei von sichtbaren Verschmutzungen oder Rückständen früherer Desinfektionsmittelanwendungen sind.

AGMA verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Tensidtechnologie sowie in den Bereichen Reinigung und Desinfektion. Dieses Fachwissen wurde gebündelt, um ein neutrales Reinigungsmittel zu entwickeln, das speziell für den Einsatz in Reinräumen und Apotheken konzipiert wurde.

Dank seiner hochwirksamen Oberflächenreinigungseigenschaften eignet es sich ideal für die Tiefenreinigung. Das Produkt ist schaumarm formuliert und hinterlässt keine nennenswerten Rückstände oder Schlieren. Darüber hinaus ist es pH-neutral, was zum Schutz empfindlicher Arbeitsflächen und korrosionsanfälliger Materialien beiträgt.

### Eigenschaften:

- Hocheffektive Reinigungseigenschaften
- Entfernt Fett, Verschüttetes und Desinfektionsmittelrückstände
- Schaumarme Formulierung
- Hinterlässt keine nennenswerten Rückstände
- Hergestellt unter Verwendung von Wasser in WFI-Qualität
- Produziert in Reinräumen der Klasse C/D
- Vollständig rückverfolgbar mit begleitender analytischer Dokumentation
- 2 Jahre Haltbarkeit
- 0,2-Mikron-gefiltert
- Auch als 1-Liter-Flasche mit Verschluss erhältlich



### Artikelnr.:

11006785

### ISO Klasse:

ISO 5 und GMP Klasse A/B

### Sterile:

—

### Anwendungshinweise:

Das neutrale Reinigungsmittel AGMA wurde entwickelt, um Betreibern von Reinräumen die Einhaltung der Standards von Annex 1 zu erleichtern. Es eignet sich ideal zur Entfernung von Rückständen auf harten Oberflächen in Reinräumen sowie zur Reinigung zwischen den Desinfektionszyklen.

Vor der Anwendung eines Desinfektionsmittels sollte eine gründliche Vorreinigung durchgeführt werden, um Verschmutzungen, Kontaminationen und starke Rückstände zu entfernen. Dies trägt dazu bei, dass nachfolgende Desinfektionsprozesse effektiv durchgeführt werden können.