


Swab 1876-PFB

Dieser Swab mit Schaumspitze wird mit einem netzförmigen 100ppi Schaum in medizinischer Qualität hergestellt. Er ist fest mit einem blauen Polypropylenschaft mit thermoplastischem Kleber verbunden.

- Fusselfrei und rückstandsfrei
- Weiche, nicht abrasive Spitze
- Kann mit IPA- und DI-Wasser oder trocken verwendet werden
- Flexible Paddelspitze
- ISO 9001:2008 kompatibel
- FDA GMP-kompatibel
- Auftragen von Klebstoffen oder anderen Lösungen
- Entfernen von Schmutz, Verunreinigungen, Flussmitteln oder Harzen
- Allgemeine Reinigung



Artikeldaten

Art.-Nr.	Länge
360009	152,4 mm

Technische Daten

Spezifikationen	Kopf	Stiel
Maße	Single spatula shaped 4,8 x 15,1 mm	Ø 3,1 x 150,4 mm
Material	Weiche Schaumspitze	Polypropylen
Gesamtlänge	152,4 mm	
Verpackung	50 Stück pro wiederverschließbarem Polybeutel 20 Beutel pro Karton	

NVR

Nichtflüchtige Rückstände Testmethode IDEMA Methode M7-98

NVR Lösungsmittel - Hexan

NVR 488 g/swab

Die minimale Nachweisgrenze für NVR liegt bei 10 g / Swab

IONEN CHROMATOGRAPHIE TESTRESULTATE

Ionische Sauberkeit Testmethode IDEMA M13-99 (Anionen)

M12-99 (Kationen)

Anionen

Florid ND g/swab

Chlorid 0,6320 g/swab

Phosphat ND g/swab

Kationen

Lithium ND g/swab

Natrium 0,1080 g/swab

Ammonium 0,0280 g/swab

Kalium 0,0600 g/swab

Magnesium ND g/swab

Calcium 0,0960 g/swab

ND - Nicht nachweisbar

Vertrieb

IAB Reinraum-Produkte GmbH
Erzberg 5 • 38126 Braunschweig

Telefon: +49 531 28484-0
Fax: +49 531 28484-40

E-Mail: info@iab-bs.de
Web: www.iab-reinraumprodukte.de